



## FastPack® Vitamin D Calibrator

For use in conjunction with the FastPack® IP Vitamin D Immunoassay and FastPack® IP System analyzer

**CAUTION: United States Federal law restricts this device to sale and distribution by or on the order of a physician, or to a clinical laboratory; and use is restricted to, by or on the order of a physician.**

**In Canada, use of this product is restricted to laboratories only.**

### INTENDED USE

The FastPack® Vitamin D Calibrator is intended to calibrate the FastPack® IP System when used for the quantitative determination of Vitamin D in human serum and plasma.

### SUMMARY AND PRINCIPLE

Quantitative assay calibration is the process by which a set of samples with known analyte concentrations (i.e. assay calibrators) is tested to measure the response. The mathematical relationship between the measured responses and the known analyte concentrations establishes the calibration curve. The FastPack® IP System analyzer must be calibrated by the user to ensure that it is properly adjusted for the particular lot of FastPacks that are being used. The FastPack® Vitamin D Calibrator is used for this purpose.

### PRODUCT INFORMATION

- The FastPack® Vitamin D Calibrator is included in the FastPack® IP Vitamin D Immunoassay Kit Complete – Cat. No. 25000068.
- Provided ready to use.
- Mix contents by gently inverting before use. Avoid bubble formation.
- Calibrator: 3 mL/vial. Liquid. Contains Tris buffer solution with protein stabilizers. Does not contain any analyte. Calibrator A
- Calibration Card: 1
- Preservative: 0.25% ProClin® 300

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- **For *In Vitro* diagnostic use only.**
- Do not pipette by mouth.
- Do not eat, drink, or smoke in designated work areas.
- Do not mix calibrators from different lots.
- After opening, calibrators are stable for 60 days when stored and handled as directed. Do not use calibrators beyond the expiration date.
- Avoid microbial contamination of reagent when removing aliquots from the bottles.
- Refer to the FastPack® IP System Procedure Manual for calibration procedures.
- Discard unused or expired calibrator material, in stoppered vial, into a Biohazard container.
- The components containing ProClin® 300 are classified per applicable European Economic Community (EEC) Directives as: Irritant (Xi). The following are appropriate Risk (R) and Safety (S) phrases for ProClin® 300:
  - R36/38 Irritant to eyes and skin.
  - R43 May cause sensitization by skin contact.
  - S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.
  - S37 Wear suitable gloves.

### STORAGE INSTRUCTIONS

Store at 2 – 8 °C.



Qualigen, Inc.  
Carlsbad, CA 92011 USA  
Technical Support  
(760) 918-9165  
(877) 709-2169



MDSS  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



Zur Verwendung in Verbindung mit dem FastPack® IP Vitamin D-Immunoassay und dem Analysegerät des FastPack® IP-Systems

**ACHTUNG: Das US-Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf oder die Weitergabe durch oder auf Verschreibung eines Arztes oder an ein Krankenhauslabor, und der Gebrauch ist beschränkt auf Verwendung durch oder auf Verschreibung eines Arztes.**

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der FastPack® Vitamin D-Kalibrator ist für die Kalibrierung des FastPack® IP-Systems bestimmt, wenn es für die quantitative Bestimmung von Vitamin D in menschlichem Serum und Plasma verwendet wird.

### ÜBERSICHT UND ARBEITSPRINZIP

Unter quantitativer Assay-Kalibrierung versteht man das Verfahren, in dem ein Probensatz mit bekannten Analytkonzentrationen (z. B. Assay-Kalibratoren) getestet wird, um die Reaktion zu messen. Der mathematische Zusammenhang zwischen den gemessenen Reaktionen und den bekannten Analytkonzentrationen wird als Kalibrierungskurve dargestellt. Das Analysegerät des FastPack® IP-Systems muss vom Anwender kalibriert werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß auf die jeweils verwendete Charge FastPacks geeicht ist. Der FastPack® Vitamin D-Kalibrator wird für diesen Zweck verwendet.

### PRODUKTINFORMATION

- Der FastPack® Vitamin D Kalibrator ist im FastPack® IP Vitamin D-Immunoassay-Komplett-Kit – Kat.-Nr. 25000068 enthalten.
- Gebrauchsfertig geliefert.
- Mischen Sie den Inhalt vor Gebrauch durch sanftes Umdrehen. Blasenbildung vermeiden.
- Kalibrator: 3 ml/Fläschchen. Flüssig. Enthält Trispufferlösung mit Proteinstabilisatoren. Enthält kein Analyt. Kalibrator A
- Kalibrierungskarte: 1
- Konservierungsmittel: 0,25 % ProClin® 300

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur für *in-vitro* Diagnose.
- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- In den betreffenden Arbeitsbereichen weder essen, trinken noch rauchen.
- Kalibratoren verschiedener Chargen nicht miteinander vermischen.
- Nach dem Öffnen sind die Kalibratoren 60 Tage lang stabil, wenn sie anweisungsgemäß gelagert und behandelt werden. Die Kalibratoren nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Mikrobielle Verschmutzung des Reagens bei der Entnahme von Aliquoten aus den Flaschen vermeiden.
- Siehe das Verfahrenshandbuch des FastPack® IP-Systems für die Kalibrierungsverfahren.
- Ungebrauchtes oder abgelaufenes Kalibratormaterial in verschlossenen Fläschchen in einen Behälter für biologisch gefährlichen Abfall entsorgen.
- Die Bestandteile, die ProClin® 300 enthalten, sind gemäß der entsprechenden Richtlinien der European Economic Community (Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) (EWG) eingestuft als: Reizend (Xi). Im Folgenden sind entsprechende Risiko- (R) und Sicherheits- (S) Sätze für ProClin® 300 aufgeführt:

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R43 Kann bei Hautkontakt zu einer Sensibilisierung führen.

S28 Nach Kontakt mit der Haut sofort mit viel Seife und Wasser abwaschen.

S37 Geeignete Handschuhe tragen.

### LAGERANWEISUNG

Bei 2 – 8 °C lagern.



Qualigen, Inc.  
Carlsbad, CA 92011 USA  
Technischer Support  
+1 (760) 918-9165  
(877) 709-2169



MDSS  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Deutschland





## Kit d'étalonnage FastPack® Vitamine D

À utiliser en conjonction avec le dosage immunologique FastPack® IP Vitamine D et l'analyseur du système FastPack® IP

**ATTENTION : en vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu qu'à un médecin ou à un laboratoire clinique, et ne doit être utilisé que par un médecin ou sur son ordre.**

**Au Canada, l'utilisation de ce produit est exclusivement restreinte aux laboratoires.**

### UTILISATION PRÉVUE

Le produit d'étalonnage FastPack® Vitamine D est destiné à étalonner le système FastPack® IP lorsqu'il est utilisé pour la détermination quantitative de la vitamine D dans le sérum et le plasma humain.

### RÉSUMÉ ET PRINCIPE

L'étalonnage de dosage quantitatif est le processus par lequel un ensemble d'échantillons avec des concentrations connues d'analyte (c'est-à-dire des étalons de dosage) est testé pour mesurer la réponse. La relation mathématique entre les réponses mesurées et les concentrations connues d'analyte permet d'établir la courbe d'étalonnage. L'analyseur de système FastPack® IP doit être étalonné par l'utilisateur pour assurer qu'il est correctement réglé pour le lot particulier de FastPacks utilisé. Le kit d'étalonnage FastPack® Vitamine D est utilisé à cette fin.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Le produit d'étalonnage FastPack® Vitamine D est fourni dans le kit complet de dosage immunologique FastPack® IP Vitamine D – Cat. n° 25000068.
- Fourni prêt à l'emploi.
- Mélanger le contenu en retournant doucement le produit avant utilisation. Éviter la formation de bulles.
- Étalonneur : 3 ml/flacon. Liquide. Contient une solution tampon Tris avec des stabilisateurs de protéines. Ne contient pas d'analyte.  
Étalonneur A
- Fiche d'étalonnage : 1
- Conservateur : 0,25 % ProClin® 300

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Pour une utilisation de diagnostic *in vitro* uniquement.
- Ne pas aspirer à la bouche.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail désignées.
- Ne pas mélanger les étalonneurs de différents lots.
- Une fois ouverts, les produits d'étalonnage sont stables pendant 60 jours lorsqu'ils sont conservés et manipulés conformément aux instructions. Ne pas utiliser de produits d'étalonnage ayant dépassé la date d'expiration. Ne pas utiliser les étalonneurs après la date d'expiration.
- Éviter toute contamination microbienne du réactif lorsque les aliquotes sont retirées des bouteilles.
- Consulter le manuel d'utilisation du système FastPack® IP pour connaître les procédures d'étalonnage.
- Jeter les étalonneurs non utilisés ou périmés dans un flacon bouché et dans un conteneur pour substances biologiques dangereuses.
- Les composants contenant du ProClin® 300 sont classés par les directives de la European Economic Community (EEC - Communauté économique européenne) applicables de la manière suivante : irritant (Xi). Les identifications suivantes (risque, R, et sécurité, S) s'appliquent au ProClin® 300 :  
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.  
R43 Peut provoquer une sensibilisation en cas de contact cutané.  
S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.  
S37 Porter des gants appropriés.

### CONSERVATION

Stocker entre 2 et 8 °C.



Qualigen, Inc.  
Carlsbad, CA 92011 États-Unis  
Assistance technique  
+1 (760) 918-9165  
(877) 709-2169



MDSS  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Allemagne



© 2013 Qualigen, Inc. Tous droits réservés. Qualigen et FastPack sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualigen, Inc.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



## Calibrador Vitamina D FastPack®

Para usarse en conjunto con el Inmunoensayo Vitamina D FastPack® IP y el Sistema Analizador FastPack® IP

**ATENCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta y la distribución de este dispositivo a médicos o a laboratorios clínicos y en cuanto al uso del mismo, a médicos o bajo orden médica**

**En Canadá, el uso de este producto está restringido únicamente para laboratorios.**

### USO PREVISTO

El Calibrador de Vitamina D está destinado para la calibración del Sistema FastPack® IP cuando se usa para la determinación cuantitativa de Vitamina D en suero y plasma humano.

### RESUMEN Y PRINCIPIO

La calibración cuantitativa de la prueba es el proceso mediante el cual se analizan un conjunto de muestras con concentraciones de analito conocidas (es decir, calibradores de prueba) para medir la respuesta. La relación matemática entre las respuestas medidas y las concentraciones de analito conocidas establece la curva de calibración. El analizador del sistema IP FastPack® debe ser calibrado por el usuario para asegurarse de que está correctamente ajustado para el lote concreto de FastPacks que se está utilizando. Para este fin se utiliza el Calibrador de Vitamina D de FastPack®.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- El Calibrador de Vitamina D está incluido en el Kit Completo de Inmunoensayo de Vitamina D – Núm. de catálogo 25000068.
- Listo para usarse.
- Mezcle el contenido invirtiendo suavemente antes de usarlo. Evite la formación de burbujas.
- Calibrador: 3 mL/frasco. Contiene solución tampón TRIS con estabilizadores de proteína. No contiene analito. Calibrador A
- Tarjeta de Calibración: 1
- Conservador: 0,25% Proclin® 300.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **Solo para uso de diagnóstico In Vitro**
- No pipetear con la boca.
- No coma, beba ni fume en las áreas designadas de trabajo.
- No mezcle calibradores de diferentes lotes.
- Después de abrir el frasco, los calibradores son estables por 60 días hasta la fecha de caducidad cuando se conservan y se manejan según las instrucciones. No utilice los calibradores más allá de la fecha de caducidad.
- Evite la contaminación microbiana del reactivo al retirar alícuotas de los frascos.
- Descarte el material calibrador expirado o que no haya sido usado, en un contenedor cerrado, en un contenedor para desechos biológicos.
- Consulte el Manual de Procedimientos del Sistema IP para conocer los procedimientos de los calibradores.
- Los componentes que contienen Proclin® 300 se clasifican según las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) como: Irritante (Xi). Las siguientes son indicaciones apropiadas de riesgo (R) y se seguridad (S) para Proclin® 300:

R36/38 Irritantes a los ojos y piel.

R43 Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

S28 Después de contacto con la piel, lavar inmediatamente con mucho jabón y agua.

S27 Use guantes apropiados.

### INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

Consérvese a 2 – 8° C.



Qualigen, Inc.  
Carlsbad, CA 92011 EE.UU.  
Soporte Técnico  
+1(760) 918-9165  
+1(877) 709-2169



MDSS  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Alemania





## FastPack® D Vitamini Kalibratörü

FastPack® IP D Vitamini mmünokimyasal Testi ve FastPack® IP Sistemi analizörü ile birlikte kullanım içindir

**D KKAT: Amerika Birle ik Devletleri Federal yasaları, bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin sipari iyle veya bir klinik laboratuvarına satılmasına ve da itilmasına izin verir ve kullanımı hekim tarafından veya bir hekimin sipari iyle yapılmak zorundadır.**

### KULLANIM AMACI

FastPack® D Vitamini Kalibratörü, insan serum ve plazmasındaki D Vitamininin kantitatif olarak belirlenmesi için kullanıldı nda FastPack® IP Sistemi'ni kalibre etmek amacıyla gelir tirilmi tir.

### ÖZET VE PRENS P

Kantitatif test kalibrasyonu, bilinen analit konsantrasyonlarına sahip bir örnek grubunun (test kalibratörleri) yanıtı ölçmek için test edildi i sürece verilen addır. Ölçülen yanıtlar ile bilinen analit konsantrasyonları arasındaki matematiksel ili ki kalibrasyon grafi ini olu turur. FastPack® IP Sistemi analizörü, kullanılmakta olan ilgili FastPack lotu için uygun ekilde ayarlanması sa lamak amacıyla, kullanıcı tarafından kalibre edilmelidir. FastPack® D Vitamini Kalibratörü bu amaçla kullanılır.

### ÜRÜN B LG LER

- FastPack® D Vitamini Kalibratörü FastPack® IP D Vitamini mmünokimyasal Test Seti Tam – Kat. No. 25000068 içinde yer alır.
- Kullanıma hazır olarak temin edilir.
- Kullanımdan önce nazikçe ters çevirerek bile enleri karı tırın. Baloncuk olu umandan kaçının.
- Kalibratör: 3 ml/flakon. Sıvı. Protein stabilizatörleri içeren Tris tampon solüsyonu içerir. Herhangi bir analit içermez.
  - Kalibratör A
- Kalibrasyon Kartı: 1
- Koruyucu: % 0,25 ProClin® 300

### UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Sadece *In Vitro* tanışal kullanım içindir.
- A izla pipetlemeyin.
- Özel çali ma alanlarında yemek yemeyin, herhangi bir ey içmeyin veya sigara içmeyin.
- Farklı lotlardan gelen kalibratörleri karı tırmayın.
- Açıktan sonra, talimatlar uyarınca depolanıp muamele edildikleri sürece kalibratörler 60 gün boyunca stabildir. Son kullanma tarihi geçmi kalibratörleri kullanmayın.
- Böülüntüler i elerden çıkarırken reaktifin mikrobiyal kontaminasyonundan kaçının.
- Kalibrasyon prosedürleri için FastPack® IP Sistemi Prosedür Kılavuzu'na ba vurun.
- Kullanılmamı veya son kullanma tarihi geçmi kalibratör malzemesini, tıpa takılmış flakon içinde, bir biyolojik olarak tehlikeli madde kutusuna atın.
- ProClin® 300 içeren bile enler ilgili European Economic Community (EEC) (Avrupa Ekonomik Toplulu u (AET)) Yönergeleri uyarınca u ekilde sınıflandırılmıştır: ritan (Xi). A a idakiler ProClin® 300 için uygun Risk (R) ve Güvenlik (S) ibareleridir:

R36/38 Gözler ve cilt için iritan.

R43 Ciltle teması hassasiyeteye neden olabilir.

S28 Ciltle temasından sonra, derhal bol sabunlu suyla yıkayın.

S37 Uygun eldiven giyin.

### DEPOLAMA TAL MATLARI

2 – 8 °C'de saklayın.



Qualigen, Inc.  
Carlsbad, CA 92011 ABD  
Teknik Destek  
+1 (760) 918-9165  
(877) 709-2169



MDSS  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Almanya

